



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica endowaginalna SIEMENS EC9-4W (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2015 r.),
- Siemens **EC9-4W** to przetwornik ultradźwiękowy wewnątrz jamy brzusznej działający w zakresie częstotliwości od 4.0 do 9.0 MHz,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres częstotliwości : 4.0 - 9.0 MHz,
 - Typ tablicy : wewnątrzjamowa,
 - Tryby obrazowania : 2D, Kolorowy Doppler, Power Doppler, Obrazowanie harmoniczne,
 - Pole widzenia : 170°,
 - Długość kabla: 2.1 metra,
- **Cechy:**
 - **Zakres częstotliwości:** od 4,0 do 9,0 MHz, odpowiedni do szczegółowego obrazowania struktur miednicy,
 - **Projekt wewnątrzkomorowy:** pozwala na zbliżenie się do obszaru zainteresowania, zwiększając rozdzielczość obrazu,
 - **Ergonomiczny kształt:** Lekka i przyjazna użytkownikowi konstrukcja ogranicza zmęczenie operatora,
 - **Trwała konstrukcja:** Zaprojektowane tak, aby wytrzymać rutynowe użytkowanie kliniczne i procesy dezynfekcji,
- **Zastosowanie:**
 - **Badania obrazowe położnicze:** szczegółowa wizualizacja rozwoju płodu i zdrowia matki,
 - **Badania obrazowe ginekologiczne:** ocena narządów miednicy mniejszej i zdrowia rozrodczego,
 - **Obrazowanie urologiczne:** ocena struktur i stanów urologicznych,
 - **Ocena płodności:** Pomoc w ocenie i procedurach płodności,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

