



Respirator transportowy PNEUPAC TRANSPAC 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Produkcji angielskiej,
- Respirator transportowy **Pneupac transPAC 2** to łatwy w obsłudze, pneumatycznie zasilany respirator transportowy, znajdujący zastosowanie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, salach pooperacyjnych, szpitalnych oddziałach ratunkowych, w karetkach reanimacyjnych, śmigłowcach ratowniczych,
- Zakres parametrów wentylacji pozwala na zastosowanie go do reanimacji i czasowej wentylacji dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 5 kg,
- W celu zapewnienia kontroli minuta po minucie w trakcie wentylacji awaryjnej i transportowej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz szpitala, transPAC zapewnia podwójną kontrolę minutowej objętości i częstotliwości, jednocześnie reagując na wysiłki oddechowe pacjenta poprzez funkcję CMV / DEMAND,
- Oddzielne elementy sterujące objętości i częstotliwości,
- Funkcja mieszania powietrza - wybór 100% lub 45%,
- Trwała obudowa gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i wibracje oraz niezakłóconą pracę w niekorzystnych warunkach środowiskowych (niskie i wysokie temperatury, intensywne opady atmosferyczne),
- Elementy sterujące oraz wskaźniki umieszczono na obudowie, co zabezpiecza je przed uderzeniami i przypadkowym przestawieniem,
- Wbudowany manometr zapewnia ciągle monitorowanie ciśnienia w układzie oddechowym,
- TransPAC może być przystosowany do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego,
- **Parametry Techniczne:**
 - Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu,
 - Sterowanie: pneumatyczne,
 - Ciśnienie źródła zasilania: 305 - 600 kPa,
 - Częstość oddechowa: 8 - 40 odd/min.,
 - Objętość minutowa: 2 - 20 l/min.,
 - Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: 1:1.6,
 - Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: 20 ml/cykl,
 - Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 45% i 100%,
- **W zestawie:**
 - Silikonowy wąż pacjenta wielorazowego użytku,
 - Zawór pacjenta,
 - Maski tlenowe nr 5,
 - Przewód zasilający do tlenu z końcówką do wyboru (AGA lub DIN),
- Wymiary: 22 x 16.2 x 9.2 cm,
- Waga: 2.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

