



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne FAMED ŻYWIEC LP-01.5 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **FAMED ŻYWIEC LP-01.5** jest wygodnym łóżkiem rehabilitacyjnym z manualną regulacją,
- **Specyfikacja:**
 - Stała wysokość leża: 50 cm,
 - Stopniowa regulacja zagłówek w zakresie: 0° / 68°,
 - Odbojnik z każdej strony łóżka,
 - Solidna oraz trwała konstrukcja,
- **Łóżko mobilne umieszczone na 4 kołach (2 hamujące),**
- Wymiary całkowite: 80 x 180 x 95 cm,
- Waga: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

