



## Łóżko rehabilitacyjne FAMED ŻYWIEC LR-07.0 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **FAMED ŻYWIEC LR-07.0** jest wygodnym łóżkiem rehabilitacyjnym z manualną regulacją,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Manualna regulacja:**
    - Wysokości: 55 – 88 cm,
    - Regulacja oparcia pleców: 0° / 67°,
    - Regulacja podparcia nóg: 0° / - 40°,
    - Regulacja Trendelenburga: 25°,
    - Regulacja Anty-Trendelenburga: 12°,
  - Obustronne odbojniki z każdej strony łóżka,
  - Obustronne składane barierki boczne,
  - Wbudowany hamulec centralny oraz system naprowadzania,
- **Wymiary:**
  - Materac: 65 x 192 cm,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

