



Stół diagnostyczno-zabiegowy STOLTER USB-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze żółtym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **USB-04** to uniwersalny stół do badań w gabinetach lekarskich, zabiegowych, ginekologicznych oraz urologicznych placówkach służby zdrowia,
- Stół wykonany jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
- Posiada cztery segmenty leża tapicerowane beżowo,
- **Stół posiada manualną regulację:**
 - Kąta odchylenia zagłówka w zakresie: 0 - 45°,
 - Kąta odchylenia oparcia pleców w zakresie: 0 - 75°,
 - Kąta odchylenia siedziska w zakresie: 0 - 15°,
 - Pozycji Trendelenburga w zakresie: 0 - 10° i anty-Trendelenburga w zakresie: 0 - 15° wspomagana sprężyną gazową,
 - Wysokości leża przy pomocy dźwigni nożnej w zakresie: 75 - 104 cm,
- **Stół wyposażony w:**
 - Szyny ze stali nierdzewnej po obu stronach, do mocowania dodatkowych akcesoriów,
 - Wysuwaną misę ze stali nierdzewnej o wymiarach: 30 x 24 x 6.5 cm,
 - Uchwyt na papier o szerokości: 51 cm,
 - 2 szt. podnóżki pacjenta,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 38 x 32 cm,
 - 2-segmentowe oparcie pleców: 62 x 162 cm,
 - Siedzisko: 62 x 36 cm,
 - Długość całkowita: 196 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

