



Stół zabiegowo-diagnostyczny ENRAF NONIUS MANULEKT-U (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Regulacja manualna pozycji,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 46 - 104 cm,
 - **Manualna regulacja:**
 - Regulacja zagłówka: +33° / 0° / -20°,
 - Regulacja oparcia pleców: + 80° / 0°,
 - Regulacja oparcia nóg: +24° / 0°,
 - Możliwość ustawienia pozycji **REFLEX** plecy / siedzisko oraz siedzisko / nogi,
- **Wymiary:**
 - Zagłówka: 67 x 35 cm,
 - Oparcia pleców: 60 x 35 cm,
 - Siedziska: 48 x 35 cm,
 - Oparcia nóg: 60 x 35 cm,
 - Długość całkowita: 205 cm,
- Waga: 95 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

