



Aparat do koablacji WEREWOLF COBLATION SYSTEM SMITH & NEPHEW (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System **WEREWOLF COBLATION** umożliwia sterowanie funkcjami za pomocą rękojeści, sterownika nożnego lub interfejsu ekranu dotykowego,
- **Technologia FLOW IQ** - automatycznie równoważy wypływ roztworu soli fizjologicznej za pomocą koablacji, aby zoptymalizować działanie wypływu głowicy dla wszystkich typów tkanek,
- Kontrolowane pole plazmowe pozwala na precyzyjne usunięcie tkanek miękkich w zakresie (100-200 µm),
- **Bezpieczeństwo** - technologia umożliwiająca dokładne monitorowanie temperatury płynu stawowego w czasie rzeczywistym,
- **Cechy:**
 - Koagulacja jest dostępna do hemostazy,
 - Tryb VAC jest unikalną funkcją, która płucze staw bez wymiany narzędzi i usuwa luźne zanieczyszczenia,
 - Tryb HI MODE jest zalecany do szybkiego, masowego oczyszczania mniej gęstej, bardziej obrzękniętej tkanki,
 - Tryb MEDIUM MODE jest zalecany dla tkanek o średniej gęstości, takich jak łąkotka lub zdrowy obrąbek,
 - Tryb LOW MODE jest zalecany dla tkanek o większej gęstości, takich jak chrząstka stawowa,
- **Możliwość doposażenia w materiał zużywalne za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary: 44 x 50 x 15 cm,
- Waga: 12 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

