



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor medyczny TECHMED D-03-66 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2017 r.),
- Mobilny asystor medyczny **TECHMED** z wyciąganymi tackami oraz górną półką z stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 4 swobodnie wyciągane tacki,
 - Górna półka z stali nierdzewnej,
 - Boczny koszyk na akcesoria,
 - Uchwyt boczny do swobodnego transportu,
- Asystor mobilny umieszczony na 4 kółkach (2 hamujące),
- **W zestawie:**
 - 4 szt. - tacka
- **Wymiary:**
 - Górny blat: 60 x 36 cm,
 - Tacka: 28 x 35 cm,
 - Całkowite: 98 x 44 x 88 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

