



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa terapeutyczna do naświetlania MEDEN-INMED SOLMED UNO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 375 W,
- **Solmed UNO** jest to lampa przeznaczona do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego emitowanych przez źródło jedną żarówką,
- Dodatkowo, w zależności od zamierzonego efektu zabiegu, można stosować czerwony lub niebieski filtr barwny, który zmienia charakterystykę promieniowania. Wyposażona jest w jeden tubus. Lampa ma zastosowanie do leczenia niektórych przewlekłych i podostrych stanów zapalnych oraz zespołów bólowych,
- **Pulpit sterujący:**
 - **Wyświetlacz** - umieszczony jest w centralnej części pulpitu sterującego. Wyświetlane są na nim parametry pracy lampy,
 - **Przyciski do zmiany parametrów pracy (moc żarówki i czas pracy)** - po lewej stronie pulpitu znajdują się przyciski do ustawienia mocy żarówki, a po prawej stronie umieszczone są przyciski do ustawienia czasu zabiegu,
 - **Przyciski START i STOP** - przycisk START służy do włączenia zabiegu oraz do zatrzymania go (tryb PAUZA), a przycisk STOP służy do wyłączenia zabiegu. Przycisk start służy również do wychodzenia z trybu uśpienia,
 - **Przycisk PROGRAM** - przycisk ten służy do włączania trybu programowania sekwencji zabiegowej. Tryb programowania sygnalizowany jest świeceniem diody umieszczonej pod przyciskiem,
- **Specyfikacja:**
 - Zegar zabiegowy: 1 - 30min.,
 - Regulacja jasności: 10-100%, krok 10%,
- **Zastosowanie:**
 - Stany zapalne nerwów czaszkowych,
 - Stany zapalne stawów,
 - Stany po zapaleniu nerwów międzyżebrowych,
 - Stany po oparzeniach,
 - Zapalenia okołostawowe,
 - Zapalenia zatok szczękowych,
 - Przykurcze, blizny, zrosty,
 - Trądzik różowaty,
 - Trądzik młodzieńczy,
 - Półpasiec,
 - Odmrożenia,
 - Parestezje,
 - Mięśniobóle,
 - Trudno gojące się rany,
- **W zestawie:**
 - Filtr czerwony,
 - Filtr niebieski,
 - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia w filtr zielony oraz pomarańczowy za dodatkową opłatą,**
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 50 x 67 x 172 cm,
- Waga: 14.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

