



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczno-urologiczny JORDAN H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel ginekologiczno - urologiczny **JORDAN H** - przeznaczony jest do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych, w placówkach służby zdrowia,
- Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakieremproszkowym,
- **Specyfikacja:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Oparcia pleców: 48°,
 - Siedziska: 15°,
 - Obustronne podłokietniki z możliwością swobodnej regulacji rozstawu oraz wysokości,
 - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach: 40 x 18 x 15 cm,
 - Wieszak na papier o szerokości: 52 cm,
 - Chowany stopień pacjenta,
- **W zestawie:**
 - 2 szt. - podparcie nóg pacjenta,
- **Wymiary:**
 - Oparcie pleców: 60 x 78 cm,
 - Siedzisko: 60 x 40 cm,
 - Całkowite: 80 x 115 x 142 cm,
- Waga: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

