



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowy UMF MEDICAL EXAM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (do wyboru nowa tapicerka z naszego wzornika kolorów),**
- **Fotel UMF MEDICAL EXAM** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach laryngologicznych, okulistycznych oraz również może służyć jako fotel do pobierania krwi,
- Poprzez swoje wbudowane właściwości idealnie sprawdzi się również w medycynie estetycznej oraz przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów,
- Regulacja funkcjami stołu odbywa się za pomocą pilota ręcznego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja za pomocą pilota ręcznego:
 - Regulacja oparcia pleców w zakresie: 52° (jednoczesna synchronizacja oparcia nóg wraz z podłokietnikami pacjenta),
 - Regulacja wysokości w zakresie: 61 – 91 cm,
 - Obustronne chowane manualnie podłokietniki pacjenta,
- **W zestawie:**
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Oparcia pleców: 42 x 85 cm,
 - Siedziska: 46 x 47 cm,
 - Oparcia nóg: 43 x 29 cm,
 - Podłokietników: 11.5 x 58 cm,
 - Podstawy: 52 x 97 cm,
 - Całkowite: 80 x 97 x 140/170 cm,
- Maksymalny udźwig: 170 KG,
- Waga: 100 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

