



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Parownik środków wziewnych DRAGER VAPOR 2000 (Sewofluran/Sevoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Drager Vapor 2000** jest bezpiecznym i precyzyjnym parownikiem środków wziewnych,
- **Cechy produktu:**
 - Objętość parownika wynosi 300 ml, dzięki czemu całą zawartość standardowej butelki ze środkiem znieczulającym o pojemności 250 ml można wlać do parownika, nawet wtedy, gdy wewnątrz pozostaje anestetyk od poprzedniego napełnienia,
 - Parownik nie wymaga kalibracji w trakcie użytkowania,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji, ponieważ zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych, co oznacza wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
 - **W danym parowniku zastosowano mocowanie Drager DW - 2000,**
 - Typ wlewu: Quik-Fill,
 - Możliwość regulacji stężenia sewofluranu w zakresie 0 - 8 %,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 11 x 25 x 20 cm,
- Waga: 9 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA



