



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Stół operacyjny MEDIFA MOT 6000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 15 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- 6 – segmentowy,
- **Tapicera z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- **MEDIFA MOT 6000** to wygodny, mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym, przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego oraz panelu sterowania na kolumnie stołu w wielu płaszczyznach:**
 - Wysokości w zakresie: 69 – 105 cm,
 - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
 - Przechył boczny w zakresie: 20°,
 - Kąt oparcia dolnej sekcji pleców w zakresie: od -35° do 70°,
 - Kąt oparcia górnej sekcji pleców w zakresie: od -25° do 55°,
 - Przesuw wzdłużny w zakresie: 31 cm,
 - Blokada kół,
 - Pozycja „0”,
- **Manualna regulacja:**
 - Kąta nachylenia zagłówka w zakresie: od -35° do 55°,
 - Segment nóg dzielony, odwodzony na boki, regulowany kąt nachylenia,
- Posiada przezierność X-RAY,
- Przystosowany do ramienia C,
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Kolorowe dźwignie ułatwiające szybką i łatwą modyfikację stołu,
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów poprzez zwężenie obudowy ku dołowi,
- Mobilny na czterech podwójnych kołach o średnicy 12 cm, z opcją jazdy kierunkowej i blokadą centralną za pomocą pilota,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary:
 - Leża: 210 x 55,
 - Ogólne: 210 x 60 x 69/105 cm
- Maksymalny udźwig: 300 KG,
- Waga: 190 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

