



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG PHILIPS PAGEWRITER TRIM III (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 12 V / 2.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **PHILIPS PAGEWRITER TRIM III** jest kompaktowym oraz ergonomicznym kardiografem dzięki ułatwionej funkcjonalności,
- Kardiograf posiada kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości,
- **Cechy:**
 - EKG 12 – odprowadzeniowe (dorośli oraz dzieci),
 - 12 – odprowadzeniowy algorytm PHILIPS służy do analizy interpretacyjnej amplitud, czasów trwania oraz morfologii przebiegów i powiązanego rytmu o pacjentów dorosłych oraz dzieci,
 - Automatyczne i konfigurowalne wykrywanie rozrusznika serca,
 - Wskaźnik jakości sygnału EKG w czasie rzeczywistym,
 - Podgląd raportów EKG na ekranie,
- **Specyfikacja:**
 - EKG 12-odprowadzeniowe,
 - Klawiatura alfanumeryczna,
 - Wyświetlacz: kolorowy TFT 640 x 480 px.,
 - Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek na sekundę na elektrodę/przewód,
 - Wbudowana pamięć na zapis 50 badań,
 - Wbudowany czytnik kart PCMCIA,
- **Formaty raportów:**
 - 3x4 1R, 3R (Standardowy, Cabrera),
 - 6x2 (Standardowy, Cabrera),
 - Panoramiczny 12 (Cabrera),
 - 12x1(Standardowy, Cabrera),
 - Rytm (do 12 wybranych leadów),
 - 12-przewodowe rozszerzone pomiary,
 - (1 minuta ciągłych danych przebiegu dla 1 wybranego przewodu),
- **Automatyczna odpowiedź częstotliwościowa:**
 - 0.05-150 Hz / 0.15-150 Hz / 0.5-100 Hz / 0.05-100 Hz / 0.15-100 Hz / 0.5-100 Hz / 0.05-40 Hz / 0.15-40 / 0.5-40 Hz,
- **Rytmiczna odpowiedź częstotliwościowa:**
 - 0.05-150 Hz / 0.15-150 Hz / 0.05-150 Hz / 0.15-100 Hz / 0.05-40 Hz / 0.15-40 Hz,
- **Wbudowana drukarka termiczna:**
 - Wydruk 4-kanałowy, w czasie rzeczywistym (szerokość papieru: 210 mm x 300 mm),
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 10 – odprowadzeniowy,
 - Elektrody przyssawkowe EPP – 6 szt.,
 - Elektrody kończynowe klipsowe EKK – 4 szt.,
- Waga: 7.3 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

