



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne STIEGELMEYER P-BETT ELVIDO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Stiegmeyer Elvido P-Bett** to nowoczesne łóżko rehabilitacyjne elektryczne stworzone z myślą o komforcie pacjentów i ergonomii pracy opiekunów a także wyróżnia się eleganckim wyglądem, trwałą konstrukcją oraz bogatą funkcjonalnością,
- Łóżko zaprojektowano tak, aby zapewniało pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu. Regulacja elektryczna umożliwia ustawienie leża w wielu pozycjach – od spoczynkowej po rehabilitacyjną – co wspiera proces leczenia i pielęgnacji,
- Dzięki bardzo niskiemu poziomowi startowemu (ok. 25 cm) łóżko minimalizuje ryzyko urazów związanych z upadkiem, co jest szczególnie istotne w opiece nad seniorami czy pacjentami z chorobami ośpiennymi. Nowoczesny system barier bocznych Vario Safe pozwala na szybkie dopasowanie ich wysokości i długości do potrzeb użytkownika,
- Sterowanie odbywa się za pomocą pilota ręcznego z możliwością blokady poszczególnych funkcji, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 25 – 80 cm,
 - Kąt nachylenia oparcia pleców w zakresie: 70°,
 - Kąt nachylenia segmentu ud: do 35°
 - Funkcje: pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga, pozycja fotela, regulacja elektryczna czterosegmentowej powierzchni leża,
 - Mobilność: koła z centralną blokadą ułatwiające transport,
 - Konstrukcja: stal malowana proszkowo, dekoracyjne panele drewniane,
- **W zestawie:**
 - Wysięgnik pacjenta z uchwytem,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Przewód zasilający,
- **Maksymalne obciążenie:**
 - Robocze: 225 KG,
 - Maksymalna waga pacjenta: 185 KG,
- **Wymiary:**
 - Segment leża: 90 x 200 cm,
- Waga: 150 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

