



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stacja dokująca (ładowarka) PHYSIO-CONTROL do LIFEPAK 15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez złącze samochodowe 13.2 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych Lifepak 15,**
- **Dwa gniazda na akumulatory,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Ładowarka samochodowa 13.2 V,
- Wymiary: 18.5 x 27.5 x 11 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

