



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy OOSTWOUD (Rekondujcionowany (używany))

- Rekondujcionowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- 2 - segmentowy stół diagnostyczno-zabiegowy Oostwoud,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja:**
 - Stelaż wykonany z profili malowanych proszkowo,
 - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie: 54-90 cm,
 - Manualna regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie: 0 - 55°,
 - Wieszak na podkład papierowy o szerokości 55 cm,
 - Mobilny na kółkach o średnicy 15 cm z centralnym hamulcem oraz opcją jazdy kierunkowej,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Pilot przewodowy,
- Wymiary:
 - Leże: 195 x 75 cm,
 - Ogólne: 195 x 75 x 54/90 cm,
- Waga: 85 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



