



Synoptofofor OCULUS 58100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja natężenia światła: Od 10% do 100% (regulacja stopniowa co 5%),
 - Zakres regulacji obrazków w osi pionowej: +/- 20°,
 - Zakres regulacji odległości badania (PD): 42 - 73.5 mm.,
 - Regulacja błysków: automatyczna / manualna,
- **Menu w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 20 par slajdów,
- Wymiary całkowite: 60 x 30 x 40 cm,
- Waga: 25 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

