



Tonometr bezkontaktowy NIDEK NT-2000 (MIII) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres pomiaru: 1-60 mmHg,
 - Wbudowany wyświetlacz: 5" cali TFT LCD,
 - Odległość robocza 11 mm (od dyszy powietrza do rogówki oka),
 - Elektryczne podnoszenie czaszy,
 - Automatyczna blokada bezpieczeństwa zabezpieczająca przed kontaktem z okiem pacjenta,
 - Interfejs komputerowy do transmisji danych,
 - Manualna regulacja podbródka w zakresie 7 cm,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 26 x 48.7 x 45.7 cm,
- Waga: 17 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

