



Wirówka laboratoryjna HETTICH MIKRO 200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 240 VA,
- **Cechy:**
 - Metalowa obudowa i pokrywa,
 - Okienko kontrolne w pokrywie,
 - Blokada pokrywy obsługiwana jedną ręką,
 - Zabezpieczenie przed upadkiem pokrywy,
 - Awaryjne zwolnienie blokady pokrywy,
 - Komora ze stali nierdzewnej,
 - Automatyczne rozpoznawanie wirnika,
 - Napęd bez szczotkowy,
 - Wyświetlacz błędów,
 - Możliwość wyświetlania temperatury w °C i °F,
 - Wyłącznik w przypadku braku równowagi,
 - Podświetlany panel z aktualnymi wartościami wszystkich parametrów,
 - Komunikat dźwiękowy po zakończeniu cyklu wirowania,
- **Specyfikacja:**
 - RPM (obroty na minutę): Od 500 do 15.000 (regulacja co 10),
 - Max. RCF: 21.382,
 - Przycisk impulsowy do trybu krótkiego cyklu,
 - Łatwa obsługa za pomocą klawiatury i pokrętła,
 - 4 pamięci programów dla większej indywidualizacji,
 - 9 indywidualnych etapów przyspieszania i zwalniania,
- **Menu w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku ENG, GER, FR, IT(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Rotor HETTICH 2424 (24 x 3g),
 - Fabrycznie nowa pokrywa rotoru HETTICH,
- Wymiary: 27.5 x 34.4 x 26 cm,
- Waga: 11.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

