



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG CARDIETTE AR600 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nową wbudowaną baterie 1.2 V / 2000 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **EKG AR600** jest przenośnym elektrografem z podwójnym zasilaniem,
- **Cechy:**
 - Rejestracja EKG w trybie automatycznym lub ręcznym,
 - Drukowanie EKG na papierze jednokanałowym o szerokości 60 mm z wykorzystaniem druku termicznego o wysokiej rozdzielczości,
 - Zapisywanie najnowszego zapisu EKG w trybie automatycznym i drukowanie dodatkowych kopii EKG w razie potrzeby,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń,
 - **Czułość nagrywania:**
 - Manualna: 5 / 10 / 20 mm/mV +/- 5%,
 - Automatyczna (zależna od liczby drukowanych kanałów),
 - Szybkość nagrywania: 25 – 50 mm/s,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający z zasilaczem,
 - Przewód EKG 10 – odprowadzeniowy,
 - Dedykowany wózek,
- Wymiary: 25 x 18.5 x 6 cm,
- Waga: 1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

