



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop LEISEGANG 3MLF (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka halogenowa: 15 V / 150 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ścieżka wiązki: Zbieżna,
 - Okulary: bezpośredni wgląd,
 - Powiększenie: 7.5x / 15x / 30x,
 - Średnica pola widzenia: 46 / 23 / 11.5 mm.,
 - Średnica pola świetlnego: 58 mm.,
 - Korekcja dioptrii: Od +7 do -7 dioptrii,
 - Regulacja pozioma precyzyjna: 40 mm.,
 - Regulacja pionowa: 80 mm.,
- **Kolposkop wyposażony w źródło światła z możliwością swobodnej regulacji natężenia za pomocą pokrętła,**
- **Kolposkop umieszczony na 2 - segmentowym stelażu z swobodną regulacją obrotu,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Wysokość stelażu: 94 cm,
- Waga: 18 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



