



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat RTG płucno-kostny PERLOVE PLD 6500 (PLD6500A) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Służy do fotografowania głowy pacjenta, klatki piersiowej, żołądka, odcinka lędźwiowego i kończyn,
- Bardzo dobrze sprawdza się na oddziałach:
 - Radiologii,
 - Ratunkowym,
 - Ortopedii,
- **Dane techniczne:**
 - Zasilacz:
 - Zasilanie: 380V±38V,
 - Częstotliwość: 50Hz±1HZ,
 - Pojemność: 100kVA,
 - Rezystor wewnętrzny: ≤0.11Ω
 - Generator:
 - Moc wyjściowa: 63KW,
 - Częstotliwość falownika: 440 KHz,
 - Napięcie lampy: 40kV—150kV,
 - Prąd lampy: 10mA—800mA,
 - Exposure time: 1.0ms—10000ms,
 - mAs: 0.1-1000mAs,
 - Cyfrowo sterowana lampa rentgenowska:
 - Moc wejściowa: Duża ostrość 75kW / Mała ostrość 27kW,
 - Anoda Pojemność cieplna: 210KJ(300kHu),
 - Szybkość rozpraszania ciepła anody: 475W,
 - Pojemność cieplna rury: 900KJ(1250kHu),
 - Prędkość anody obrotowej: 9700rpm(180hz),
 - Stojak Bucky'ego:
 - Ruch pionowy: 1300mm,
 - Pillar:
 - SID: 500-1280mm,
 - Obrót: +180°~-180°,
 - Stół radiograficzny:
 - Ruch w górę i w dół: 220mm,
 - Pojemność: 200KGs,
 - Detektor płaski:
 - Rozmiar wizji: 434mm(H)×434mm(V),
 - Matryca pikseli: 2816(H)×2816(V),
 - Odstęp pikselowy: 154 μm,
 - Ograniczenie rozdzielczości: 3.4 lp/mm typ,
 - Transformacja analogowo-cyfrowa: 16 bit,
 - Zakres energii: 40 - 150 kVp,
 - Pobór mocy: DC 24V,
 - Stanowisko pracy:
 - System CPU: Marka: DELL OPTIPLEX 5050MT, Procesor: Core™ i5-6500 (3,20 GHz), RAM: 4 GB DDR3L, Sprzęt: 1 T SATA (7200 obr./min)
- Sterownik CD: pasuje do MT 16X DVD o zmiennej prędkości, + / - RW z funkcjami podwójnego zapisu, Karta sieciowa: Broadcom NetXtreme, 10/100/1000 PCIe, Wysoka karta graficzna: AMD RADEON R5, 430, 2 GB, port szeregowy PCIE i port równoległy,
 - Kolorowy monitor LCD: 19 cali Dell,
 - Oprogramowanie stacji roboczej:
 - Podstawowe operacje: zmiana hasła konsoli sterującej, edycja ID, pozyskiwanie obrazów,
 - Dodatkowa operacja: Dodaj nową kontrolę, edytuj bieżące informacje o kontroli, dodaj nową pozycję, zmień kolejność pozyskiwania obrazów, możliwość wielokrotnego sprawdzania, ręczna regulacja parametrów ekspozycji, automatyczny tryb kontroli ekspozycji, wybór ostrości, wybór typu budowy ciała pacjenta, kontrola pojemności lampy, wybór krzywej ESA, cięcie obrazu, dodana notatka (wysyłana do stacji roboczej DICOM), zaznacz na obrazach, obróć lub przewróć, obserwacja obrazu w pełnym rozmiarze, sprawdź informacje o pacjencie i informacje o dawce, zaakceptuj lub odrzuć obrazy,
 - Zarządzanie obrazami: zmiana kolejności, edycja podstawowych informacji o pacjencie, obrazy historii zapytań, ponowne wysyłanie obrazów historii, ponowne drukowanie obrazów historii, sprawdzanie informacji o znakach obrazów, przeglądanie obrazów historii, zarządzanie odrzuconymi obrazami, odzyskiwanie miejsca, ochrona obrazu i ręczne usuwanie obrazu itp. Zarządzanie systemem: edycja ID, zmiana hasła ID, zestaw chłodniczy ED, sprawdzanie informacji statystycznych, kalibracja detektora, kontrola sprzętu, zarządzanie zamówieniami wyjściowymi, pomiar obrazu.
- **W zestawie:**
 - Konsola sterownicza i system mikrofonowy,
 - Generator wysokiej częstotliwości: 65 kW, 800 mA,
 - Lampa rentgenowska Canon High Speed: 9700 obr./min,
 - Kolimator XSQ30A,
 - Stół radiograficzny SYC20D,
 - Stojak Bucky XPJ20C,
 - Bezprzewodowy detektor płaski 17"*17",
 - Stanowisko robocze DRA40 *1,
 - Kolorowy wyświetlacz 19",
 - Akcesoria do maszyn montowanych na podłodze PLD6500A,
 - Siatka High Dentisy *2,
 - Ekran dotykowy LCD na lampie rentgenowskiej,
 - DAP&AEC
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

