



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat RTG płucno-kostny PERLOVE PLD 6500 (PLD6500B) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Służy do fotografowania głowy pacjenta, klatki piersiowej, żołądka, odcinka lędźwiowego i kończyn,
- Bardzo dobrze sprawdza się na oddziałach:
 - Radiologii,
 - Ratunkowym,
 - Ortopedii,
- **Dane techniczne:**
 - Zasilacz:
 - Zasilanie: , 400V±40V
 - Częstotliwość: 50Hz±1HZ,
 - Pojemność: 100kVA,
 - Rezystor wewnętrzny: ≤0.11Ω
 - Generator:
 - Moc wyjściowa: 63KW,
 - Częstotliwość falownika: 440 KHz,
 - Napięcie lampy: 40kV—150kV,
 - Prąd lampy: 10mA—800mA,
 - Exposure time: 1.0ms—10000ms,
 - mAs: 0.1-1000mAs,
 - Cyfrowo sterowana lampa rentgenowska:
 - Moc wejściowa: Duża ostrość 75kW / Mała ostrość 27kW,
 - Anoda Pojemność cieplna: 210KJ(300kHu),
 - Szybkość rozpraszania ciepła anody: 475W,
 - Pojemność cieplna rury: 900KJ,
 - Prędkość anody obrotowej: 9700rpm,
 - Stojak Bucky'ego:
 - Ruch pionowy: 1300mm,
 - Pillar:
 - SID: 500-1280mm,
 - Obrót: +180°~-180°,
 - Stół radiograficzny:
 - Ruch w górę i w dół: 220mm,
 - Pojemność: 135KGs,
 - Detektor płaski:
 - Rozmiar wizji: 427mm(H)×427mm(V),
 - Matryca pikseli: 3072(H)×3072(V),
 - Odstęp pikselowy: 139 μm,
 - Ograniczenie rozdzielczości: 3.4 lp/mm typ,
 - Transformacja analogowo-cyfrowa: 14 bit,
 - Zakres energii: 40 - 150 kVp,
 - Pobór mocy: DC 24V,
 - Stanowisko pracy:
 - System CPU: DELL OPTIPLEX 5050MT , Procesor: Core™ i5-6500 (3,20 GHz)RAM:, 4 GB DDR3L ,dysk 1 T SATA (7200 obr./min), Napęd CD: pasuje do MT 16X DVD + / - RW o zmiennej prędkości z funkcjami podwójnego zapisu, Karta sieciowa: Broadcom NetXtreme 10/100/1000 PCIe, Wysoka karta graficzna: AMD RADEON R5 430, 2 GB, port szeregowy PCIE i port równoległy,
 - Kolorowy monitor LCD: 19 cali Dell,
 - Oprogramowanie stacji roboczej:
 - Podstawowe operacje: zmiana hasła konsoli sterującej, edycja ID, pozyskiwanie obrazów,
 - Dodatkowa operacja: dodawanie nowego sprawdzenia, edycja bieżących informacji o sprawdzaniu, dodawanie nowej pozycji, zmiana kolejności pozyskiwania obrazów, możliwość uzyskania zgody na wielokrotne sprawdzanie, ręczna regulacja parametrów ekspozycji, tryb automatycznej kontroli ekspozycji, wybór ostrości, wybór typu budowy ciała pacjenta, sprawdzenie pojemności lampy, wybór krzywej ESA, przycinanie obrazu, dodanie notatki (wysyłanie do stacji roboczej DICOM), zaznaczanie na obrazach, obracanie lub odwracanie, obserwacja obrazu w pełnym rozmiarze, sprawdzenie informacji o pacjencie i dawce, akceptowanie lub odrzucanie obrazów.
 - Zarządzanie obrazami: zmiana kolejności, edycja podstawowych informacji o pacjencie, obrazy historii zapytań, ponowne wysyłanie obrazów historii, ponowne drukowanie obrazów historii, sprawdzanie informacji o znakach obrazów, przeglądanie obrazów historii, zarządzanie odrzuconymi obrazami, odzyskiwanie miejsca, ochrona obrazu i ręczne usuwanie obrazu itp. Zarządzanie systemem: edycja ID, zmiana hasła ID, zestaw chłodniczy ED, sprawdzanie informacji statystycznych, kalibracja detektora, kontrola sprzętu, zarządzanie zamówieniami wyjściowymi, pomiar obrazu.
- **W zestawie:**
 - Konsola sterownicza i system mikrofonowy,
 - Generator wysokiej częstotliwości: 65 kW, 800 mA,
 - Lampa rentgenowska Canon High Speed: 9700 obr./min,
 - Kolimator XSQ30A,
 - Stół radiograficzny SYC20D,
 - Stojak Bucky XPJ20C,
 - Bezprzewodowy detektor płaski 17"*17" *2 zestawy
 - Stanowisko robocze DRA40 *1,
 - Kolorowy wyświetlacz 19",
 - Akcesoria do maszyn montowanych na podłodze PLD6500A,
 - Siatka High Dentisy *2,
 - Ekran dotykowy LCD na lampie rentgenowskiej,
 - DAP&AEC
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

