



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ewakuator dymu PRECISE PS-800A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **PRECISE PS-800A** to system odsysania dymu, który wychwytuje cząsteczki i adsorbuje gazy z dymu chirurgicznego. Został specjalnie zaprojektowany, aby poprawić widoczność i zmniejszyć potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z dymem chirurgicznym,
- Może być stosowany zarówno w zabiegach otwartych, jak i laparoskopowych,
- Możliwość 5-stopniowej regulacji przepływu,
- **Cechy:**
 - Zaprojektowany z pompą odśrodkową o dużej mocy ssania i przepływie,
 - Łatwy w konfiguracji oraz obsłudze panel,
 - Wyświetlacz LED pokazujący żywotność filtra i siłę ssania,
 - Prosta wymiana filtra (filtr może wychwytywać cząstki stałe i mikroorganizmy o wielkości do 0.012 µm oraz wydajności 99.99%,
 - Stosowany z systemem laserowym CO2 podczas operacji,
- **Wyposażony w kontrolki led informujące:**
 - Stanie filtra,
 - Przepływie,
 - Wymagany serwisie,
- **W zestawie:**
 - Nowy filtr,
 - Załącznik nożny,
 - Przewód ssący,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 18 x 44 x 30 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

