



Kontrastometr BKG BA-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kontrastometr BA-4** jest zaprogramowanym urządzeniem przeznaczonym do badania widzenia kontrastowego oraz wrażliwości na olśnienie,
- Badania mogą być prowadzone osobno dla każdego oka, czy mogą być badane jednocześnie jak i również indywidualnie,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający z zasilaczem,
- Wymiary: 27 x 40 x 40 cm,
- Waga: 2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

