



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne PROMA REHA PLE-N85-T (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 W,
- **PROMA REHA PLE-N85-T** jest wygodnym oraz mobilnym łóżkiem rehabilitacyjnym z elektryczną regulacją,
- **Specyfikacja:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota sterującego:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 42 – 82 cm,
 - Regulacja oparcia pleców: w zakresie: 78°,
 - Regulacja oparcia nóg w zakresie: 52°,
 - Chowane obustronne barierki boczne,
 - Gumowe odbojnik z każdej strony łóżka,
 - Wbudowany awaryjny system bezpieczeństwa CPR,
 - Hamulec nożny centralny,
- **Brak materaca w zestawie - możliwość doposażenia w materac za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Przewodowy pilot ręczny,
- **Wymiary:**
 - Wymiary leża: 72 x 190 cm,
 - Oparcie pleców: 72 x 88 cm,
 - 2-segmentowe oparcie nóg: 72 x 70 cm,
 - Całkowite: 82 x 210 cm,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

