



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do laryngologiczny RENALCHAIR CE 300 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 160 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebiesko - granatowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel laryngologiczny **RENALCHAIR CE 300** zapewnia swobodną regulację z możliwością pozycjonowania w szerokim zakresie,
- Fotel posiada doskonałą mobilność dzięki czemu dostosowany jest do swobodnego przemieszczania się po placówkach medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 57.5 - 71 cm,
 - Możliwość swobodnej regulacji przechyłu pleców w zakresie: 87° / 0°,
 - Swobodna regulacja przechyłu oparcia nóg w zakresie: -40° / 0° / 25°,
 - Możliwość ułożenia fotela w pozycji Trendelenburga,
 - Możliwość synchronizowanej regulacji oparcia pleców oraz nóg,
 - Wbudowane 2 zaprogramowane przyciski do pozycjonowania,
 - Obustronne podłokietniki z możliwością manualnego swobodnego obrotu,
 - Swobodnie manualnie regulowane wysunięcie stopnia pacjenta,
 - Wbudowany wieszak na papier,
 - Fotel mobilny z wbudowanym hamulcem centralnym,
- **Tapicerka fotela posiada widoczne ślady zużycia nie wpływające na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Zagłówek pacjenta,
- **Wymiary:**
 - Oparcie pleców: 54 x 85 cm,
 - Siedzisko: 54 x 46 cm,
 - Oparcie nóg: 54 x 61 cm,
 - Podłokietniki: 16 x 65 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

