



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko porodowe HILL-ROM AFFINITY 4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 7.0 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Affinity 4** jest elektrycznie sterowanym łóżkiem pobytowo-porodowym dla oddziałów ginekologiczno-położniczych, położniczych oraz perinatologicznych. Łóżko jest połączeniem bezpieczeństwa, komfortu i łatwości obsługi z bezkonkurencyjną trwałością i niezawodnością,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja segmentu oparcia: 0° / 68°,
 - Maksymalne uniesienie segmentu siedziska: 0° / 15°,
 - Pozycja Trendelenburga: 8°,
 - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 56 – 97 cm,
 - Centralne sterowanie i hamowanie,
 - Natychmiastowa pozycja do resuscytacji (funkcja CPR),
 - Przycisk i wskaźnik blokady,
 - Uchwyty porodowe,
 - Opuszczane barierki OneStep,
 - Mechanizm ustawiania w pozycji Trendelenburga,
 - Podpórki pod stopy,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- **Możliwość doposażenia w dedykowaną misę za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 229 x 99 cm,
- Maksymalny udźwig: 227 KG,
- Waga: 218 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

