



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.515 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Schmitz Medi-Matic** to fotel służący do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- Gładka powierzchnia dla optymalnego czyszczenia i higieny,
- **Płynna regulacja fotela za pomocą załącznika nożnego:**
 - Wysokości siedziska w zakresie: 74 - 95 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: - 16° / 0° / 43°,
 - Kąta nachylenia segmentu miednicy w zakresie: - 51° / 0° / 33°,
- **Fotel posiada:**
 - Miejsce na papier o szerokości: 40 cm,
 - Manualnie regulowane uchwyty pacjenta,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Manualnie regulowane podkolanniki typu Goepel,
 - Wysuwana misę ze stali nierdzewnej o wymiarach: 29.5 x 32.5 x 6 cm,
 - Wysuwane manualnie podparcie segmentu uda,
 - 2 wbudowane gniazda 230 V do zasilania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Załącznik nożny,
 - 2 szt. podkolanników,
 - 2 szt. uchwyt pacjenta,
 - Zagłówek,
 - Misa na nieczystości,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 30 x 20 x 12 cm,
 - Oparcie: 58 x 87 x 5 cm,
 - Siedzisko: 56 x 32 x 5 cm,
 - Podstawa: 54 x 94 cm,
 - Ogólne: 122 x 90 x 133/154 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 174 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

