



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak operacyjny NEW HOSPIVAC 350 CA-MI FS2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 230 VA,
- **Ssak NEW HOSPIVAC 350 FS2** służy do usuwania różnych wydzielin z narządów wewnętrznych. Jego ogromną zaletą jest to, że pracuje bezustannie i nie traci na wydajności. Dzięki temu, że działa cicho, można korzystać z niego na sali operacyjnej lub OIOM-ie,
- Urządzenie zostało wzbogacone o specjalną pompę, która wspomaga ssanie. Dzięki blokadzie na dwóch kółkach produkt stabilnie stoi w miejscu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Podciśnienie maksymalne: -90 kPa,
 - Przepływ maksymalny: 60 l./min.,
 - Poziom hałasu: 51.7 dBA,
 - Cykl pracy: praca ciągła,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2x słoje autoklawowalny o pojemności 2 l.,
 - Przewodowy włącznik nożny,
- Wymiary: 46 x 42 x 85 cm,
- Waga: 13 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



