



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rejestrator medyczny MEDICAPTURE MVR 435 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji amerykańskiej,
- MVR435 to rewolucyjny medyczny rejestrator wideo 4Kp60, który zrewolucjonizuje sposób rejestrowania, zarządzania i udostępniania danych z zabiegów chirurgicznych. Modułowa konstrukcja i niewielkie rozmiary idealnie sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach. Eliminuje on również ograniczenia operacyjne, ponieważ umożliwia sterowanie urządzeniem MVR435 z dowolnego, optymalnego miejsca na sali operacyjnej,
- W połączeniu z 15,6-calowym, medycznym monitorem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, MVR435 oferuje intuicyjny, inteligentny przepływ pracy MediCapture. Edytuj, dodawaj adnotacje, generuj raporty, drukuj i udostępniaj nagrania wideo bezpośrednio z rejestratora – wszystko za dotknięciem palca. Nie jest wymagane żadne kompleksowe szkolenie; interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o łatwości i wydajności, naśladując obsługę smartfona,
- **Cechy i zalety rejestratora wideo MVR 435 z zewnętrznym ekranem dotykowym MTS156, 4K i Full HD:**
 - Oprogramowanie i aplikacje:
 - Nagrywanie 4K z dwoma wejściami – możliwość korzystania z równoległego nagrywania lub nagrywania w trybie obrazu w obrazie na sali operacyjnej za pomocą kamery USB 4K i kamery chirurgicznej 4K podczas operacji,
 - Inteligentny zarządzanie - Do bezpiecznego przechwytywania, zarządzania, raportowania i archiwizowania danych. Wydajny i intuicyjny interfejs użytkownika, w tym Menedżer urządzeń i Bezpieczeństwo urządzeń, ułatwiający codzienne czynności na sali operacyjnej,
 - Menedżer urządzeń – umożliwia rejestrowanie, edytowanie, przeglądanie i przeglądanie plików pacjentów, dodawanie adnotacji, tworzenie raportów, drukowanie, udostępnianie w sieci i archiwizowanie badań,
 - Bezpieczeństwo nagrań – zarządzanie użytkownikami, zabezpieczanie danych pacjentów, pełna ochrona przed wirusami, automatyczna naprawa wideo i ścieżka audytu,
 - DICOM Made EasyTM - zaktualizuj do standardu DICOM Made EasyTM za pomocą klucza aktywacyjnego od naszego zespołu wsparcia. Oferuje on łatwą konfigurację i bezproblemową łączność, umożliwiając wysokiej jakości obrazy i filmy (również w rozdzielczości 4K). Jest stworzony, aby sprostać potrzebom nowoczesnych szpitali, dzięki takim funkcjom jak automatyczny eksport, jednoczesny transfer na dwa serwery oraz licznym i zaawansowanym ustawieniom, które umożliwiają nagrywanie w systemie PACS i/lub sieci,
 - Transmisja strumieniowa w Internecie - w przypadku konsultacji i szkoleń na odległość personel medyczny i chirurdzy mogą wykorzystywać transmisję internetową w celu usprawnienia współpracy i komunikacji między członkami zespołu, co zwiększenia efektywności i poprawia opiekę nad pacjentami,
 - Wbudowany streaming we wszystkich systemach MVR* Wideo i dźwięk
 - Autoryzowane strumieniowanie sieciowe
 - Dostępne za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej (stacjonarnej lub mobilnej)
 - **Zawartość zestawu:**
 - Rejestrator MVR425,
 - Pamięć flash USB,
 - Kabel HDMI,
 - Adapter DisplayPort do HDMI
 - Rozdzielny adapter kabla zdalnego sterowania,
 - Zasilacz zewnętrzny,
 - Kabel zasilający,
 - Gumowe nóżki (4x1),
 - Podręcznik użytkownika (angielski),
 - **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - AKDICOM: Pakiet aktualizacji DICOM,
 - **Dane techniczne:**
 - Rodzaj urządzenia: Medyczny rejestrator wideo - Nagrywa wideo i obrazy nieruchome ze źródeł wideo medycznych do sieci, pamięci wewnętrznej lub pamięci USB (eksportuje do PACS w formacie DICOM),
 - Obudowa / Przyciski: Stal nierdzewna, odporna na płyny,
 - Interfejs użytkownika: Nakładka na zewnętrzny monitor dotykowy,
 - Wejścia wideo:
 - 1 x HDMI 2.0 (DisplayPort lub DVI z adapterem),
 - 1 x USB do kamer w standardzie UVC
 - Wyjścia wideo: 4096x2160p60/50/30/25 (4K2K),
 - Rozdzielczości wejścia wideo:
 - 3840x2160p60/50/30/25 (UHD),
 - 1920x1200p60 (WUXGA),
 - 1920x1080p60/59,94/50/30/25 (Full HD),
 - 1080x720p60/50 (HD),
 - 1280x1024p60/50 (SXGA)
 - Wyjścia wideo:
 - 1x HDMI (DVI z adapterem)
 - 1x USB-C
 - 3840x2160p 60/50/30/25
 - 1920x1080p 60/59,94/50/30/25
 - 1280x720p 60/59,94/50
 - Format zdjęć: JPG,PNG,
 - Nagrywanie dźwięku: Wejście audio: mikrofonowe (3,5 mm, 2-biegunowe TS), liniowe (3,5 mm, 3-biegunowe TRS), mikrofonowe USB, HDMI,
 - Dźwięk osadzony w wideo: Wyjście audio: Liniowe (3,5 mm, 3-biegunowe TRS), Zestaw słuchawkowy (3,5 mm, 3-biegunowe TRS)
 - Pamięć wewnętrzna: Dysk SSD 1TB,
 - Dysk zewnętrzny: Pamięć USB i dysk twardy (FAT32, NTFS, exFAT),
 - Pamięć sieciowa: Do 2,5 Gbit/s. NAS, PACS w DICOM,
 - Obsługa USB: USB typu A:
 - 1 złącze przednie,
 - 2 złącza tylne,
 - Pełny USB typu C / DisplayPort: 1 tylny port służy jako wyjście Display Port do monitora MTS156 (sterowanie i zasilanie) Kamera USB łączy się z typem A,
 - Zdalne sterowanie: Przyciski na głowicy kamery, przełącznik nożny, API dla integratorów, aplikacja MVR Remote App4,
 - Druk: Drukarki sieciowe,
 - Gabaryty:
 - Wymiary (szer. x gł. x wys.): 160 x 153 x 40 mm (6,3 x 5,9 x 1,6 cala),
 - Waga: 0,77 kg / 1,7 funta
 - Zasilanie:
 - 12 V 3 A DC z zewnętrznego zasilacza.
 - Zasilanie: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0,4-0,2 A, złącze wejściowe C14
 - Certyfikaty:
 - IEC/EN 60601-1 (wyd. 3.2) Bezpieczeństwo produktu, IEC/EN 60601-1-2 (wyd. 3.2) EMC, MDR 2017/745/UE (CE), FCC część 15 - klasa B, klasa 1 Sprzęt zgodny z US-FDA i MDR (UE), UKCA, RoHS3 / WEEE / ISO 13485: 2016, CAN/CSA C22.2 nr 60601-1:14, zgodny z GDPR i HIPAA
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 24 miesiące,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

