



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-dermatoskop CONSULTRONIX FOTOFINDER MEDICAM 1000S VEXIA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Poglądowe + Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 VA,
- Oprogramowanie: FOTOFINDER UNIVERSE 3.4.3.0,
- Model **VEXIA** to wszechstronny system wideodermoskopowy pozwalający zarówno na szybki skan skóry pacjenta w poszukiwaniu oznak czerniaka, jak i na długoterminową fotodokumentację znamion, zmian, chorób skórnych, włosów, czy też paznokci,
- Urządzenie gwarantuje krystaliczny obraz struktur w powiększeniu optycznym do 120x (standardowy obiektyw D-scope IV),
- Wszechstronny system wideodermoskopowy pozwala zarówno na szybki skan skóry pacjenta w poszukiwaniu oznak czerniaka, jak i na długoterminową fotodokumentację znamion, zmian, chorób skórnych, włosów, czy też paznokci.
- Urządzenie gwarantuje krystaliczny obraz struktur w powiększeniu optycznym, wprowadzając użytkownika w dermatoskopie wysokich powiększeń,
- Dzięki ergonomicznemu, wysokiej jakości wyposażeniu dokumentacja wideo jest bardzo komfortowa,
- **Zalety:**
 - Obraz Full HD CrystalView,
 - Precyzyjny układ optyczny,
 - Wbudowane światło spolaryzowane,
 - Tryb obrazowania immersyjnego,
 - Obiektyw D-Scope IV zapewnia powiększenie do 140x,
- **Zastosowanie:**
 - Wideodermoskopia,
 - Trichoskopia,
 - Onychoskopia,
 - Kapilaroskopia,
 - Zdjęcia kliniczne - makroskopowe skóry,
- **Zestaw wyposażony w:**
 - Monitor EIZO EV2785,
 - Kamera MEDICAM 1000s,
 - Stacja dokująca 1000s,
 - Obiektyw D-Scope IV,
 - Komputer FOTOFINDER MEDICAL SERVER,
 - Wózek VEXIA II,
 - Klawiatura przewodowa,
 - Mysz przewodowa,
- Waga: 58 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

