



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- Płynna regulacja mocy,
- Cyfrowe wyświetlacze ustawionej mocy,
- Foliowany, łatwy w obsłudze panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: EN, DE,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Cięcie monopolarne - max. 300 W:
 - AUTO CUT - cięcie z automatyczną kontrolą napięcia,
 - HIGH CUT - cięcia tkanek o słabym przewodnictwie elektrycznym,
 - Cztery rodzaje koagulacji - max. 120 W:
 - SOFT COAG - dokładna kontrola procesu koagulacji i zapobieganie karbonizacji poprzez tryb koagulacji,
 - FORCED COAG - kiedy potrzebna jest szybka i efektywna koagulacja,
 - SPRAY COAG - odpowiedni do koagulacji gazem argonowym,
 - AUTO BIPOLAR - koagulacja bipolarna,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - 2 przyciski, trzonek 2,4 mm **(brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych **(brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA **(możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą),**
 - Fabrycznie nowy załącznik nożny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 37 x 15.5 cm,
- Waga zestawu: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

