



Monitor pacjenta/kardiomonitor DATEX-OHMEDA CARDIOCAP 5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V – brak zasilania awaryjnego,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy monitor LCD o przekątnej obrazu 10.4",
 - Wbudowany port na kartę pamięci,
 - Czytelne i łatwe w obsłudze menu,
 - Wejścia RS 232, internetowe, REMOTE CONTROL, wyjście analogowo/cyfrowe,
 - Alarmy akustyczne,
 - Funkcja analizy spirometrii
- **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem i czujnikami:**
 - EKG - Przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy,
 - NIBP - Mankiet + przewód powietrzny,
 - TEMP1 - **(brak czujnika w zestawie-możliwość doposażenia za dopłatą),**
- **Moduł analizy gazów anestetycznych M-CAIO z pułapką wodną D-FEND - tylko pomiar CO2,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ND,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Mankiet NiBP z przewodem powietrznym,
 - Czujnik EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO₂,
- Wymiary: 33 x 22 x 30 cm,
- Waga: 11.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

