



Diatermia mikrofalowa RADARTHERM S-60-D/HNO (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Czasowy wyłącznik pracy w przedziale: 0-30 minut,
 - Płynna regulacja DOSIS w przedziale: 0-60,
 - Emisja ciągła,
 - $F=2450 \pm 50$ MHz,
 - 2 aplikatory na ruchomych ramionach ($\varnothing = 8$ cm) – średnica aplikatora,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 25 x 25 x 110 cm,
- Waga: 35 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

