



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia mikrofalowa RECOMED R12-200P (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 700 VA,
- **Cechy:**
 - Praca impulsowa i ciągła,
 - Łatwy w użyciu,
 - Sterowany procesorem,
 - Pamięć programu,
 - Wysoki standard bezpieczeństwa,
 - Do wszystkich zastosowań terapii wysokiej częstotliwości i ciepła,
- **Specyfikacja:**
 - F=2450 +/-50 MHz,
 - Czas trwania zabiegu: Od 1 do 30 minut,
 - Praca impulsowa: Od 1 do 50 impulsów,
 - Regulacja mocy od 5 do 200 W,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. aplikatorów w zestawie,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 40 x 30 x 79 cm,
 - Aplikator nr1: 44 x 12.5 cm,
 - Aplikator nr2: ø (średnica 6 cm),
- Waga: 44.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

