



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS IntelliVue X2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator - **możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Philips IntelliVue X2** to przenośny monitor pacjenta, który pełni również funkcję modułu pomiarowego. Zapewnia ciągłość opieki i danych podczas transportu chorego w obrębie szpitala,
- **Moduł wyposażony w:**
 - EKG /RESP - Przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Czujnik silikonowy,
 - NBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, (brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
- **Menu w języku: polskim,**
- **Oprzętdowanie umieszczone na mobilnym statywie z wbudowanym koszykiem na akcesoria,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Czujnik silikonowy SPO2,
 - Mankiet NiBP z przewodem powietrznym,
 - Zasilacz główny PHILIPS M8023A,
- Wymiary całkowite: 60 x 125 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

