



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Inkubator noworodkowy GE PANDA IRES (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **GE Panda iRes** jest inkubatorem ogrzewającym dla niemowląt. Dzięki wyciszaniu alarmu, czytelnemu panelowi sterowania oraz wielu innym funkcjom, GE Panda iRes zapewnia stałą kontrolę temperatury noworodka,
- **Specyfikacja:**
 - Regulacja temperatury w zakresie: 34°C - 37°C,
 - Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętki,
 - Regulacja mocy grzewczej w zakresie: 0 – 100% (regulacja co 5%),
 - Wbudowana światło punktowe,
 - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej: 6.2" cala,
 - Obustronny przechył w zakresie 12°,
 - Obustronne wysuwane szuflady na akcesoria,
 - Elektryczna regulacja w zakresie 18 cm,
 - Wbudowane złącze czujnika pacjenta – **brak czujnika w zestawie (możliwość doposażenia w czujnik za dodatkową opłatą),**
- **Możliwość wyboru menu w języku: NOR, LIT, KOR, JP, IT, HUN, GREK, GER, FR, FI, PL, DUN, CS, CHIN, TUR, SWE, ESP, RUS, RUM, PT, ENG, DUN,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Materac,
- **Wymiary:**
 - Powierzchni leża: 68 x 50 cm,
 - Całkowite: 54 x 100 x 190/208 cm,
- Maksymalny udźwig: 40 KG,
- Waga: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

