



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriochirurgii ERBE ERBOKRYO CA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie do kriochirurgii **Erbe ERBOKRYO CA** to urządzenie medyczne przeznaczone do zabiegów kriochirurgicznych. Dzięki innowacyjnej technologii zapewnia precyzyjne i kontrolowane zamrażanie tkanek, umożliwiając skuteczne leczenie zmian skórnych i różnych schorzeń dermatologicznych. Urządzenie to jest niezbędne w klinikach i gabinetach lekarskich, które bezpiecznie i skutecznie wykonują zabiegi kriochirurgiczne,
- Oferuje szeroki zakres wskazań terapeutycznych, dzięki bogatemu wyborowi kriosond i końcówek. Ta wszechstronność czyni go cennym narzędziem w różnych specjalizacjach chirurgicznych, zapewniając skuteczne opcje terapeutyczne w przypadku różnorodnych schorzeń. Od zmian skórnych po bardziej złożone problemy dermatologiczne, aparat ten oferuje elastyczne rozwiązania terapeutyczne, które można dostosować do potrzeb zarówno pacjenta, jak i konkretnego zabiegu,
- Wiele zabiegów można wykonać ambulatoryjnie, eliminując potrzebę znieczulenia ogólnego. To nie tylko zmniejsza dyskomfort i skraca czas rekonwalescencji pacjentów, ale także zwiększa efektywność procedur medycznych, umożliwiając bardziej elastyczne i dostępne podejście do zabiegów chirurgicznych,
- Jedną z wyraźnych zalet kriochirurgii jest możliwość wykonywania zabiegów bez znaczącego krwawienia w trakcie leczenia lub po usunięciu martwiczej tkanki. Ta cecha jest szczególnie cenna w przypadku delikatnych operacji lub w obszarach, w których kontrola krwawienia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zabiegu. Ponadto minimalne krwawienie przyczynia się do czystszej środowiska operacyjnego i ułatwia wizualizację pola operacyjnego,
- Kolejną dodatkową zaletą kriochirurgii jest znaczna redukcja blizn po gojeniu. W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych zabiegów chirurgicznych, w których gojenie może skutkować widocznymi i trwałymi bliznami, kriochirurgia zazwyczaj pozostawia minimalne blizny lub prawie ich nie pozostawia. Jest to szczególnie cenne w obszarach ciała, w których estetyka jest dla pacjentów priorytetem,
- Urządzenie **Erbe ERBOKRYO CA** wykorzystuje **podtlenek azotu (N2O)** lub **dwutlenek węgla (CO2)** jako czynnik chłodzący, zapewniając skuteczne i kontrolowane chłodzenie podczas zabiegów. Te czynniki chłodzące są bezpieczne i wydajne, gwarantując spójne i wiarygodne wyniki w różnych scenariuszach klinicznych. Ponadto wszystkie krioprobówki można autoklawować parowo w temperaturze do 134°C, co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa i higieny podczas zabiegów chirurgicznych,
- **Cechy:**
 - Szeroki zakres wskazań do leczenia,
 - Zabiegi ambulatoryjne bez znieczulenia,
 - Minimalne krwawienie podczas leczenia,
 - Po wygojeniu praktycznie brak blizn,
 - Opcje chłodziwa: podtlenek azotu (N2O) lub dwutlenek węgla (CO2),
 - Krioprobówki autoklawowalne parowo do 134°C,
- **Możliwość doposażenia urządzenia w butlę azotu (N2O) lub dwutlenek węgla (CO2) za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Rękojeść ERBE ERBOKRYO CA 20711-089 (Ø 3 mm. / 90°),
 - Wąż połączeniowy do butli,
 - Przewodowy załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 40 x 97 cm,
- Waga: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

