



Stolik pod aparaturę ASTAR VERSA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ASTAR** to stolik pod aparaturę **Versa** wyróżnia się na tle konkurencji dzięki inteligentnie zaprojektowanym półkom oraz przestronnym warstwom roboczym, które ułatwiają organizację sprzętu medycznego. Niezależnie od tego, czy używasz go w małym gabinecie, czy w dużym centrum medycznym, jego wszechstronność pozwala na efektywne zarządzanie miejscem pracy,
- Stolik umieszczony na mobilnej podstawie z 4 kółkami hamującymi,
- **Wymiary:**
 - Górna półka: 38 x 26 cm,
 - Dolna półka: 36 x 25 cm,
 - Całkowite: 65 x 50 x 93 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

