



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 50 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Cyfrowe wyświetlacze dla mocy cięcia i koagulacji,
  - Foliowany łatwy w obsłudze panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
  - Cięcie (CUT) - 50 W przy 500 Ω:
    - EFFECT 1 (niski efekt koagulacji),
    - EFFECT 2 (wysoki efekt koagulacji),
  - Koagulacja (COAG) - 50 W przy 200 Ω:
    - Forsowna (FORCED),
    - Miękka (SOFT),
    - Bipolarna (BIPOLAR),
- **W zestawie:**
  - Przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - 2 przyciski, trzonek 2,4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Przewód bipolarny do szczypiec BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną oraz szczypce za dodatkową opłatą**),
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy wyłącznik nożny,
- Wymiary: 27 x 26.5 x 10.5 cm,
- Waga: 4.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

