



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 50 INT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Cyfrowe wyświetlacze dla mocy cięcia i koagulacji,
 - Foliowany łatwy w obsłudze panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Cięcie (CUT) - 50 W przy 500 Ω:
 - EFFECT 1 (niski efekt koagulacji),
 - EFFECT 2 (wysoki efekt koagulacji),
 - Koagulacja (COAG) - 50 W przy 200 Ω:
 - Forsowna (FORCED),
 - Miękka (SOFT),
 - Bipolarna (BIPOLAR),
- **W zestawie:**
 - Przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - 2 przyciski, trzonek 2,4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewód bipolarny do szczypiec BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną oraz szczypce za dodatkową opłatą**),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy wyłącznik nożny,
- Wymiary: 27 x 26.5 x 10.5 cm,
- Waga: 4.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

