



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC-200 EA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- Płynna regulacja mocy,
- Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - ENDO-CUT,
 - Autocięcie - max. 200 W,
 - Autokoagulacja - max. 120 W,
 - Dostępne tryby koagulacji: SOFT, FORCED, BIPOLAR,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny ERBE,
 - Przewód z klipsem ERBE do elektrod neutralnych - brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,
 - Uchwyt elektrod monopolarnych ERBE (dwa przyciski, trzonek 4 mm),
 - Przewód bipolarny, (możliwość doposażenia w szczypce BOWA oraz pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 28 x 15 cm,
- Waga: 9.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

