



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Autoklaw TECNO-GAZ EUROPA BXP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2000 W,
- **Autoklaw TECNO-GAZ EUROPA BXP** przeznaczony jest do sterylizacji w gabinetach lekarskich, stomatologicznych oraz laboratoriów. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.,
- Urządzenie sterylizuje i suszy narzędzia medyczne zgodnie z zaprogramowanymi cyklami,
- Narzędzia można umieszczać zapakowane w dedykowane opakowania, a następnie sterylizować,
- Cykle sterylizacji dzielą się na dwie kategorie: cykle do sterylizacji narzędzi oraz cykle testowania autoklawu,\
- **Cykle sterylizacji:**
 - 134°C – narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - 121°C – narzędzia opakowane i nieopakowane,
 - Cykl szybki,
 - Cykl specjalny PRION, wykorzystywany przy chorobie Creutzfeldt’a Jacobs’a,
- **Cykle testowe:**
 - Helix 134°C,
 - 134°C Bowie & Dick,
 - 134°C Vacuum,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 4.5 l.,
 - Maksymalne ciśnienie robocze: 2.2 bara,
 - Maksymalne podciśnienie: -0.9 bara,
 - Maksymalna temperatura: 138°C,
- Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 6 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, ESP, FR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Tacka (2 szt.),
- **Wymiary:**
 - Zewnętrzne: 51 x 73 x 39 cm,
 - Komory: Ø 245 x 500 mm,
 - Tacka: 18 x 28 cm,
 - Rączka do tacek,
- Waga: 55 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

