



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pulsoksymetr SMITHS MEDICAL BCI 3301 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 3 wbudowane nowe baterie LR14,
- **BCI 3301** to pulsoksymetr ręczny, który szybko i niezawodnie zapewnia pulsoksymetrię wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola punktowa, w tym w pogotowiu ratunkowym, gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach,
- **Zalety:**
 - Lekka i trwała konstrukcja,
 - Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie dopasować się do dłoni,
 - Łatwy do odczytania wyświetlacz
 - Jasny i czytelny wyświetlacz,
 - Ilościowy pasek siły impulsu na ekranie,
 - Szybkie, niezawodne pomiary SpO2 i częstości tętna,
 - Przechowuje dane dla maksymalnie 99 różnych pacjentów,
 - Proste sterowanie włączaniem / wyłączaniem z automatycznym wyłączaniem w celu oszczędzania baterii,
 - Przeznaczony dla pacjentów w różnym wieku, od noworodków po osoby dorosłe,
- **W zestawie:**
 - Czujnik klipsowy SpO₂,
- **Wymiary**
 - Urządzenia: 17.5 x 8.5 x 4 cm,
- Waga z bateriami: 0.7 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

