



Autoklaw STATIM 5000S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **STATIM 5000s** to podręczny autoklaw dla szpitali oraz gabinetów medycznych wielu specjalności, świetnie sprawdza się w błyskawicznej sterylizacji narzędzi okulistycznych, chirurgicznych, endodontycznych oraz innych delikatnych instrumentów,
- Klasa: S,
- Głośność pracy: 56 dB,
- **Cechy:**
 - Energooszczędność,
 - Szybkie cykle sterylizacyjne - do 9 min dla narzędzi nieopakowanych,
 - Niewielkie zużycie wody destylowanej,
 - Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
 - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- **Programy sterylizacji:**
 - Cykl dla opakowanych 134 C - 18 min,
 - Cykl dla nieopakowanych 134 C - 9 min,
 - Tworzywa i guma 121 C - 24 min,
 - Suszenie - minimum 60 min,
 - Sterylizacja i suszenie opakowanych - około 82 min,
 - Sterylizacja i suszenie nieopakowanych - około 45 min,
- **Menu w języku: PL, ENG, GER,**
- **W zestawie:**
 - Kasetę STATIM,
 - Pojemnik na skropliny,
 - Nowy filtr biologiczny,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Autoklawu: 41 x 60 x 19 cm,
 - Kasety wewnętrzne: 18 x 37 x 6.5 cm,
 - Kasety zewnętrzne: 20 x 50 x 8 cm,
- Waga: 34 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

