



Ssak chirurgiczny MEDELA BASIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ssak chirurgiczny **MEDELA BASIC** to niewielki ssak chirurgiczny do odsysania wydzielin i płynów podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie głównie w gabinetach zabiegowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR),
- **Specyfikacja:**
 - Wytwarzane podciśnienie: -90 kPa/ -675 mmHg,
 - Wydajność max. 50 l/min.,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowany manometr,
 - Wyposażony w listwę do mocowania słoików i dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Fabryczny nowy autoklawowalny słoik z nowym wkładem jednorazowym,
- Wymiary: 42 x 50 x 95 cm,
- Waga: 25 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

