



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zamrażarka niskotemperaturowa HAIER BIO MEDICAL DW-86.W100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 650 W,
- Zamrażarki zaprojektowane do długotrwałego przechowywania materiału biologicznego np. wirusów, erytrocytów, leukocytów, tkanek oraz odczynników laboratoryjnych,
- Duża tolerancja dla wartości napięcia zasilania - możliwa praca nawet przy niestabilnej sieci zasilającej,
- Duża tolerancja dla temperatury otoczenia, zakres temperatury otoczenia wymagany dla prawidłowej pracy urządzenia: od +10°C do +32°C,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 100 l.,
 - Zakres temperatury pracy: Od -40°C do -86°C,
 - Histereza temperaturowa (odchył temperatury od rzeczywistej): 5°C,
 - Rodzaj sterownika: mikroprocesorowy,
 - Wyświetlacz: LED,
 - Programowanie temperatury w zakresie od -40°C do -86°C,
 - Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej,
 - Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej,
 - Alarm zaniku zasilania,
 - Alarm uszkodzenia sensora temperatury,
 - Alarm za wysokiego / za niskiego napięcia zasilania,
 - Alarm za wysokiej temperatury otoczenia,
 - Alarm za wysokiej temperatury skraplacza,
 - Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę panelu sterowania przy braku napięcia zasilania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Koszyk piętrowy do przechowywania próbek,
 - 7 (szt.) opakowań do przechowywania próbek,
- **Wymiary:**
 - Zewnętrzne: 77 x 82.5 x 111.2 cm,
 - Wewnętrzne: 46 x 45 x 50 cm,
- Waga: 138 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

