



Insuflator OLYMPUS UCR (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Cechy:**
 - Szybkie wchłanianie dwutlenku węgla, około 150 razy szybsze niż w przypadku konwencjonalnego powietrza, ogranicza do minimum rozciąganie brzucha i związane z nim bóle podczas zabiegu, a następnie przyspiesza powrót do normalnego funkcjonowania.
 - Łatwa, niezawodna funkcja uruchamiania/zatrzymywania za pomocą jednego przycisku, wyświetlacz ciśnienia i zegar sterujący do automatycznego wyłączania insuflacji CO₂.
 - Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe umieszczenie UCR na wózku endoskopowym.
- **Specyfikacja:**
 - Max, ciśnienie zasilania: 45 kPa,
 - Wyświetlacz poziomu ciśnienia,
 - Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Wąż do butli CO₂,
 - Rurka gazowa (Olympus MAJ-1741),
- Wymiary: 12.5 x 30 x 15 cm,
- Waga: 5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

